



# La réhabilitation des souris de laboratoire

Fondée en 2014 afin de promouvoir et permettre la réhabilitation des lapins de laboratoire, l'association White Rabbit prend également en charge depuis 2017 des souris issues d'expérimentations. Plus d'1 million de rongeurs sont utilisés en France chaque année pour la recherche, et la majorité d'entre eux sont euthanasiés à l'issue des protocoles expérimentaux, alors que, légalement, rien ne s'oppose à ce que ceux qui sont en pleine santé bénéficient d'une retraite paisible au sein d'une famille.

Les souris issues de laboratoire sont généralement albinos ou noires.

Elles sont sélectionnées au sein des laboratoires par les personnes habilitées. Ce sont des animaux habitués à être manipulés par l'homme, qui ne présentent pas de risque pour l'environnement ou la santé publique, et dont les antécédents et l'état de santé permettent d'envisager une réhabilitation sans risques de souffrance (physique ou psychique) irrémédiable ou prolongée.

Elles peuvent être adoptées directement à leur sortie de laboratoire ou placées par White Rabbit en Familles d'Accueil afin d'y être, progressivement et le mieux possible, familiarisées avec la vie domestique.



## Mode de vie

- L'association privilégie les adoptions à plusieurs, pour **vie en groupes de même sexe ou en troupes mixtes stérilisées** - sous réserve que leur état de santé et leur comportement (sociabilité, territorialité, agressivité) le permette
- **Vie en intérieur**, au sein du foyer et intégrés à la vie de famille



## Habitat



- **Vie en semi-liberté dans une cage de dimensions adaptées** (minimum 80 cm de long, mais peu de hauteur pour limiter les risques liés aux chutes,) **avec au moins 1h de sorties par jour** une fois la souris bien familiarisée à l'homme pour ne pas la stresser
- **Gamelles** pour l'eau et l'alimentation
- **Litière naturelle**, absorbante, douce et non-toxique pour les besoins (chanvre, lin, cellulose...)
- **Jeux et jouets de tailles, formes, composition et modes d'utilisation variés** (bois à ronger, tissus, mouchoirs, flocons de papier pour nicher, litière pour gratter et creuser, ponts et échelles pour grimper, roue pleine de 20 cm de diamètre pour courir etc) pour que les souris puissent exprimer un maximum de leurs comportements naturels
- **Cabanés** pour se cacher et dormir




## Alimentation

- Environ 10% de leur poids par jour, d'une alimentation de qualité, de composition appropriée (14% de protéines, 4% de lipides, ingrédients naturels et adaptés au régime granivore) sous forme de **mélanges secs ou de granulés complets**
- Extras : **nourriture fraîche lavée, séchée, épépinée, découpée** (légumes, fruits peu sucrés, céréales cuites, laits et yaourts végétaux, viandes maigres...) en petites quantités



## Caractéristiques

- Craintives et sur la défensive à la sortie du laboratoire, **relation de confiance à établir, curieuses et sociables**, recherche de contact
- **Problèmes de santé constants liés à l'espèce** (infections, problèmes respiratoires) **ou à la vie en cage** (motricité, obésité)



Association  
**WHITE RABBIT**  
RÉHABILITATION DES LAPINS DE LABORATOIRE

26 rue de Vouillé - 75015 Paris  
souris@white-rabbit.org  
[www.white-rabbit.org](http://www.white-rabbit.org)

White Rabbit recherche en permanence  
**des Familles d'accueil, Parrains  
et Adoptants**, n'hésitez pas !